


# 検索画面(製品名)



製品名検索例  
製品=「Acebutolol」

- 製品名検索
- ・右側のドロップダウンで「から始まる」を指定すると先頭一致検索となります。(初期値は途中一致検索)
  - ・空白で区切って指定するとAND検索になります。
  - ・同じ製品名で多くの容量が登録されているので、除放期間を製品名とアンド検索をすると絞り込めます。  
例) Acebutolol 21
  - ・ $\alpha=a$   $\beta=b$  にて登録されているので置換えが必要になります。  
例)  $\beta$ -Alanine→b-Alanine

# 検索結果画面(製品名)



ACEBUTOLOLの除放期間、  
薬物量(mg/錠)、容量が異なる  
各製品が表示されます。

# 検索画面(製品コード)



製品コード検索例  
製品コード=「C-101」

製品コード検索  
・ナカライテスクの  
製品コードやメーカー製品  
コードで検索できます。  
・製品コードのハイフン  
「-」は省略可能です。  
※文字列検索はできません  
のでご注意ください。

# 検索結果画面(製品コード)



ACEBUTOLOLの除放期間、  
薬物量(mg/錠)、容量が異なる  
各製品が表示されます。