

年度内納品まだまだ間に合います！

最短納期

約 **2** カ月

クイック抗体プラン

HoKudō

期間短縮(28日)免疫法



eurofins

Genomics

超速ペプチド合成



クイック抗体プランは、ユーロフィンジェノミクス株式会社の『超速ペプチド合成』と株式会社ホクドーの『期間短縮(28日)免疫法』を組み合わせることで、ペプチド合成～ウサギポリクローナル抗体作製を約2カ月という短納期でご提供するプランです。

» 詳細は裏面へ

年度内納品のスケジュール例

3月 納品は **1月28日** までにご注文を！

※抗原部位の予測を希望される場合や、追加免疫を実施する場合はこの限りではありません。

1 2026 January						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ご注文

3 2026 March						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

納品予定

価格

ウサギ **1羽**

290,000円

2羽

330,000円

クイック抗体プランの
お問い合わせはこちら



クイック抗体プランのご紹介

特長

Point 01

最短納期 約 2 ヶ月

超速ペプチド合成 × 期間短縮(28 日)免疫法 で最短納期を実現！


Point 02

抗原部位予測も無償で対応

※抗原部位予測には別途 1 週間 ～ お時間をいただきます。

Point 03

短期間でも従来と同等以上の抗体価が期待



株式会社ホクドーでは、独自の免疫手法により 28 日の免疫期間でも従来手法と同等以上の抗体価が期待できます。

また抗体価が基準値に満たない場合は追加免疫を無償で 2 回実施するため安心です。

Point 04

免疫施設は日本実験動物協会による認証取得済み



株式会社ホクドーでは第三者検証をはじめとし、機関内規定の策定や関連法規の遵守など動物福祉の向上に取り組んでいます。

プラン詳細

ペプチド合成

ペプチド合成はユーロフィンジェノミクス株式会社の超速ペプチド合成サービスで行います。本プランにおける仕様は以下のとおりです。

項目	概要
合成手法	Fmoc 固相合成法
標準品質保証データ	HPLC データおよびマスマススペクトルデータ
対応アミノ酸数	～ 20 アミノ酸(キャリア結合に必要な Cys 残基を含む)*
精製純度	> 80% HPLC
合成量	6 mg
キャリアタンパク質	KLH または BSA

* 21 アミノ酸以上をご希望の場合は、ご相談ください。

抗体作製

抗体作製は株式会社ホクドーの期間短縮(28 日)免疫法で行います。本プランにおける仕様は以下のとおりです。

項目	概要
免疫動物	ウサギ(日本白色種)
抗原投与回数	2 回 抗血清(希釈倍率 1:6400)に対して、O.D. ≤ 1 の場合、追加免疫 2 回を無償で実施
抗体価測定	ELISA
納品物	免疫前・試採血血清 各 1.5 mL / 羽 全量採血血清 約 50 ～ 70 mL / 羽
納品形態	冷凍

オプションで
抗体精製も承ります！
詳細はこちら



※抗体精製には別途 2 週間 ～ お時間をいただきます。

ナカライテスク株式会社



URL

<https://www.nacalai.co.jp/>

価格・納期のご照会

試薬はこちら
0120-489-552

製品に関する技術的なご照会

<https://www.nacalai.co.jp/contact/>

※ 試験・研究用以外には使用しないでください。
※ 掲載内容は予告なく変更になる場合があります。
※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。