



免疫チェックポイント研究

# マウス *in vivo* 実験用抗体 無償サンプルをプレゼント

数量  
なくなり次第終了  
限定


▶ 2024. 6. 28 まで

初回限定

マウス *in vivo* 実験に最適なInvivoGen社のリコンビナント抗体InvivoFit™抗体から免疫チェックポイント研究用の製品について無償サンプルをご用意いたしました。この機会にぜひお試しください。

Point

- ・配列の 85 ~ 100% がマウス化されたモノクローナル抗体
- ・マウス腫瘍モデルの *in vivo* 試験で機能バリデーション済
- ・マウスの非経口投与に最適（アジ化ナトリウムフリー）



他社のマウス *in vivo* 実験用抗体の多くはラット等異種由来の抗体であり、マウスの免疫応答を惹起してしまいます。繰り返し投与することで抗異種抗体の産生による性能の低下や、マウスの過剰な免疫反応を引き起こすことが問題となります。

InvivoGen社のInvivoFit™抗体は、抗体の配列をマウス化することでこれらの問題を解決したマウス *in vivo* 実験に最適なりコンビナント抗体です。

製品の詳細は [弊社HP](#) をご確認ください



# InvivoGen社

## マウス *in vivo* 実験用抗体

### 無償サンプル 専用申込書

期間：2024年6月28日（金）受注分まで  
本キャンペーンをご利用の際は必ず専用申込書をご使用ください。

#### サンプル情報

製品名	製品内容	容量	製品番号	サンプル希望 ✓
Anti-mCTLA4-mIgG2a InvivoFit™	9D9-derived mouse mAb against murine CTLA-4	1 mg	mctla4-mab10-1	
Anti-mPD-1-mIgG1e3 InvivoFit™	RMP1-14-derived mouse mAb against murine PD-1	1 mg	mpd1-mab15-1	
Anti-mTIGIT-mIgG2a InvivoFit™	10A7-derived monoclonal antibody against murine TIGIT	1 mg	mtigit-mab10-1	
Anti-β-Gal-mIgG1e3 InvivoFit™	Mouse IgG1e3 isotype control	1 mg	bgal-mab15-1	
Anti-β-Gal-mIgG2a InvivoFit™	Mouse IgG2a isotype control	1 mg	bgal-mab10-1	

#### お客様情報

ご注文日（ご記入日）： 年 月 日

ご所属（社名・大学名など）\*

ご部署\*

ご氏名\*

ご住所\*

〒

連絡先

TEL\*：

FAX：

E-mail\*：

販売取扱店

#### \*特記事項

- 専用注文書ご記入後、ナカライテスク株式会社 各担当営業所もしくは弊社販売取扱店へお渡してください。
- 本注文書にご記入いただいた個人情報は、弊社個人情報保護方針に基づき取扱い致します。
- 不明点はナカライテスク株式会社 各担当営業所もしくは弊社販売取扱店までご連絡ください。

ナカライテスク株式会社



URL

<https://www.nacalai.co.jp/>

価格・納期のご照会

試薬はここに  
0120-489-552

製品に関する技術的なご照会 <https://www.nacalai.co.jp/ss/Contact/>

※ 試験・研究用以外には使用しないでください。  
※ 掲載内容は予告なく変更になる場合があります。